

来院時の持ち物

- 1) 患者日誌
- 2) 保険証
- 3) 診察券
- 4) 保冷バッグ (保冷剤)
薬の保存方法を確認してください。
- 5) 使用済みバイアル
- 6) 廃棄容器
- 7) 廃棄用ビニール袋、空ビン
- 8) その他
医療スタッフから指示された物

緊急時の連絡先

かかりつけの医療機関	TEL:
診療科名	
担当医師名	
休日・夜間緊急連絡先	



電話で伝える内容

- 1) 氏名
- 2) 現在の状況と症状 (何時から、どこが、どのように、どうなのか、など)
- 3) 注射状況 (いつもの状況と、今回の緊急時の状況)

緊急時に受診する場合に準備する物

- 1) 保険証
- 2) 診察券
- 3) 自分の症状を記録した患者日誌

ハイゼントラ ポンプ説明書



クーデック シリンジポンプ

はじめに

ちゅうい
注意

- ・ハイゼントラ（以下、「薬」といいます）を安全に注射するためには、手順を守ることが大切です。
この後に紹介していく手順を、必ず守って注射してください。
注射手順に慣れてきても省略したりせず、すべての手順を順番どおりに行ってください。
- ・薬は、皮下（皮膚の下）に注射してください。静脈などの血管には注射しないでください。



ポンプの使用について
ポンプの使用方法については、担当医師から指導を受けてください。
「ハイゼントラ投与法マニュアル」を必ずご参照ください。

もくじ 目次


ポンプの各部名称	3
ステップ 1 ポンプの AC 電源コードを接続します	5
ステップ 2 電源を入れます	7
ステップ 3 押し子ガードバーを開きます	8
ステップ 4 シリンジをセットします	9
ステップ 5 1 時間あたりの注入量を設定します	11
ステップ 6 注入を開始します	12
ステップ 7 注入中に積算量を表示させるには	13
ステップ 8 やむを得ず注入を中断、中止するには	14
ステップ 9 注入を終了します	15
ステップ 10 電源を切ります	16
ステップ 11 シリンジの取り外し	17
ステップ 12 注入に使用したものを片付ける	18
困ったときは 内蔵バッテリーでの動作	19
閉塞モニタについて	20
注入中に警報音が鳴ったときには	21
トラブル現象 / 原因早見表	23
困ったときは	24

ポンプの各部名称

MEMO



MEMO



- | | |
|------------------|------------------|
| ① [電源] スイッチ | ⑭ [流量・積算量] 表示部 |
| ② [ファンクション] スイッチ | ⑮ [シリンジサイズ] ランプ |
| ③ [切替] スイッチ | ⑯ [mL/h] ランプ |
| ④ [ディプリバン] スイッチ | ⑰ [mL] ランプ |
| ⑤ [流量設定] スイッチ | ⑱ [閉塞モニタ] ランプ |
| ⑥ [クリア] スイッチ | ⑲ [閉塞圧検出レベル] ランプ |
| ⑦ [早送り] スイッチ | ⑳ [AC接続] ランプ |
| ⑧ [開始] スイッチ | ㉑ [バッテリー残量] ランプ |
| ⑨ [停止] スイッチ | ㉒ [薬液残量] 警報ランプ |
| ⑩ [消音] スイッチ | ㉓ [操作忘れ] 警報ランプ |
| ⑪ [キーロック] ランプ | ㉔ [閉塞] 警報ランプ |
| ⑫ [流量] ランプ | ㉕ [セット不良] 警報ランプ |
| ⑬ [積算量] ランプ | |

ステップ 1

ポンプのAC電源コードを接続します


MEMO

注意



- 携帯電話、無線機器等の高周波を発生する機器の近くでポンプを使用すると、電波障害による誤作動の原因となりますので、できるだけ離れた位置に設置してください。また、これらの機器とは別系統の電源を使用し、アースを確実にとって使用してください。
- 床への落下や衝撃が加わった場合は、ただちに使用を中止してください。外観や動作に異常がみられない場合でも内部が破損している可能性がありますので、点検確認が必要です。
- ポンプに異常がみられた場合は、ただちに使用を中止し、病院に連絡してください。

1 ポンプのACインレット（本体左側面）にAC電源コードを接続します。

はじめて使用の場合は、AC電源（コンセント）に接続し、15時間以上充電を行います。バッテリーは使用しない状態でも自己放電するので、しばらく使用しないで放置した後は15時間以上充電してから使用してください。コンセントに接続中は[AC電源ランプ]が点灯します。



MEMO

電源	駆動の仕方
3芯接地型 AC100V コンセントが ある場合	コンセントにプラグをつないだまま注入できます。 
3芯接地型 AC100V コンセントは ないが、 アースが とれる場合	2芯変換アダプタを使用し、プラグをつないだまま注入できます。 
アースが とれない場合	注入時は内蔵バッテリーでのみご使用ください。 2芯変換アダプタを使用し、充電します。 充電が終わったら必ずプラグを抜き、内蔵バッテリーで駆動します。


※2台ご使用になる方は2台とも同じように準備しておいてください。

ステップ 2

電源を入れます

MEMO

- 1 [電源]スイッチを押します。ブザーが鳴り、すべてのランプが点滅し、自己診断機能が作動します。



注意


- ・ [流量/積算量] 表示部にエラーコード「E●●」(●は数字)が表示され、警報音が鳴った場合はすぐに使用を中止し、担当医師に連絡してください。

ステップ 3

押し子ガードバーを開きます

MEMO

- 1 押し子ガードバーを開き、押し子ガードバーロックを押し込みます。



注意


- ・ 押し子ガードバーロックを奥まで押し込んでいない場合、押し子を保護できないため、正確な速度で注入されないことがあります。また、破損の原因にもなります。

ステップ 4


シリンジをセットします

MEMO

- 1 お押し子レバーをつまみ、押し子を外方向に移動させます。



- 2 シリンジ押えアームを持ち上げ、外筒のフランジをスリットに入れます。



注意

・ スリットに外筒のフランジが正しく入っていない場合は、流量精度、各種警報機能が保証できません。


- 3 シリンジ押えアームを静かにおろしてシリンジを固定します。

※ シリンジが認識されると「シリンジサイズ」ランプが点灯するので、使用するシリンジと一致していることを確認してください。

- 4 お押し子レバーをつまみ、内筒のフランジに軽く当たる位置まで押し子を移動します。



- 5 お押し子レバーを離し、シリンジ押えバーで内筒のフランジを確実に保持します。



※ シリンジが確実に装着されると、「セット不良」警告ランプが消灯します。

※ シリンジをセット後、しばらく操作しないとブザーが鳴り、「操作忘れ」警報ランプが表示されます。異常ではありませんので「消音」スイッチを押してください。


MEMO

ステップ 5

1時間あたりの注入量を設定します

MEMO

- 1 [流量] ランプと [mL/h] ランプが点灯し、[流量 / 積算量] 表示部が流量を表しているのを確認します。



- 2 [流量設定] スイッチを押し、1時間あたりの流量 (mL/h) を設定します。

- ※ 上スイッチ (↑) を押すと数値が増え、下スイッチ (↓) を押すと数値が減ります。各桁の数値を設定してください。
- ※ 設定できる流量範囲は 0.1 (mL/h) 単位で 0.1 ~ 50 (mL/h) まで設定できます。

ステップ 6


注入を開始します

MEMO

- 1 [流量設定] が行われていること、シリンジが確実に装着されていること、[警報状態] でないことを確認してください。

- ※ 警報状態の場合は [消音] スイッチを押して警報を止め、警報の原因を取り除いてください。

- 2 [開始] スイッチを押し、注入を開始します。



- ※ [パイロットランプ] の緑色が点滅していることを確認してください。
- ※ 注入中は安全のため流量設定の変更はできません。流量設定を変更する場合は、一旦停止してから行ってください。
- ※ 注入開始時間や注入終了時間は、患者日誌に記録していただきますので、メモを取っておくようにしましょう。

ステップ 8

やむを得ず^え注入^{ちゅうにゅう}を中断^{ちゅうだん}、中止^{ちゅうし}するには

MEMO

1 [停止] スイッチを押します。この時、[パイロットランプ] が消灯することを確認してください。

※ 警報状態の場合は「消音」スイッチを押して警報を止め、警報の原因を取り除いてください。


MEMO

ステップ 7

ちゅうにゅうちゅう　せき　さん　りょう　ひょう　じ
注入中に積算量を表示させるには

MEMO

1 [切替] スイッチを押すたびに、[流量] と [積算量] が交互に切り替わります。



※ 積算量は、実際の注入量よりわずかに多く表示されることがあります。

※薬液の残量が1mL前後になると、終了が近づいて
いることをお知らせするブザーが鳴り、[薬液残量]
と表示されます。[消音]スイッチを押して警報音を
止めてください。


MEMO

ステップ 9

ちゅうにゅう しゅうりよう
注入を終了します

MEMO


- 1 薬がすべて注入されるとブザーが鳴り、[パイロットランプ] が赤く点灯して自動的に停止します。[消音] スイッチを押してブザーを止めてください。



ステップ 10

でん げん き
電源を切ります

- 1 [電源] スイッチを押し続け (約 4 秒)、電源を切ります。その間 1 秒ごとに 3 回ブザーが鳴り、その後電源が切れます。




MEMO

ステップ 11

シリンジの取り外し

MEMO


- 1 おしこ押し子をつまみ、押し子を外方向に移動させます。



注意

- ・押し子を外方向に移動させずに、シリンジの取り外しを行わないでください。

- 2 シリンジ押えアームを持ち上げ、シリンジを取り外してください。




ステップ 12

注入に使用したものを片付ける

MEMO

- 1 シリンジポンプなど次回も使用するものは、お子さんの手の届かない安全な場所に保管してください。



内蔵バッテリーでの動作


MEMO

1 使用中に AC 電源又は DC 電源が供給されない場合や、電圧が低下した場合

自動的に内蔵バッテリーによる駆動に切り替わり、約 2 時間連続使用できます。

※ [AC 接続] ランプが消灯し、流量・積算量及び [バッテリー残量] ランプが点滅するので、バッテリー駆動状態であることを確認してください。

※ バッテリー駆動が必要な場合は必ず充電してからご使用ください。



2 [バッテリー残量] ランプの点灯状態によるバッテリー残量の目安は下記のとおりです。

みどり	緑 3 個	約 90 分以上
みどり	緑 2 個	約 60 分以上
みどり	緑 1 個	約 30 分以上
あか	赤 1 個	約 30 分以下

警告



・バッテリー残量がない状態で、電源のオンオフを繰り返さないでください。内蔵データが消失する場合があります。

閉塞モニタについて

MEMO

1 輸液中の輸液ラインの内圧レベルを 4 段階のランプで表示

輸液中は常に [閉塞モニタ] ランプが 1 ~ 3 個点灯していますが、[閉塞モニタ] ランプが 4 個全て点灯すると、まもなく [閉塞警報] が発生する可能性があります。




ちゅうにゅうちゅう けい ほう おん な 注入中に警報音が鳴ったときには

MEMO


- 1** [パイロットランプ] が赤色に点灯し、[セット不良] 警報ランプが点灯して警報音が鳴った場合

シリンジが正しくセットされていません。注入は安全のために停止されています。[消音] スwitchを押して警報音を止めてください。シリンジを確実にセットしてください。




- 2** [薬液残量] 警報ランプが点灯して警報音が断続的に鳴った場合

薬が残り少なくなっています。[消音] スwitchを押して警報音を止めてください。




- 3** [パイロットランプ] が赤色に点灯し、[薬液残量] 警報ランプが点灯して警報音が鳴った場合

薬が完全になくなっています。[消音] スwitchを押して警報音を止めてください。



- 4** [パイロットランプ] が赤色に点灯し、[閉塞] 警報ランプが点灯して警報音が鳴った場合

注入ラインが閉塞（薬液でつまること）し閉塞圧検出レベルを超えています。注入は安全のために停止されています。[消音] スwitchを押して警報音を止めてください。閉塞の原因となったチューブの折れなどを取り除き、押し子レバーをつまんで閉塞を解放してください。



MEMO

げんしょう げん いん はや み ひょう
トラブル現象/原因早見表

げん いん 原 因	げん しょう 現 象	A C 電源 ケーブルが確実に接続されていない	バッテリーが劣化している	シリンジメーカーと本製品の設定が一致していない	シリンジが正しくセットされていない	プライミングをしていない	開始スイッチの押し忘れ(約1分以上)	薬残量が少なくなった	薬が無くなった	薬が閉塞状態になった
でんげん はい 電源が入らない		●	●							
じゅうでん 充電されない		●	●							
どう さ じ かん み じ か バッテリー動作時間が短い			●							
かい し 開始できない				●	●					
りゅうりょうせいど わる 流量精度が悪い				●	●	●				
けいほう そう さ わす 警報 [操作忘れ]							●			
けいほう ふりょう 警報 [セット不良]				●	●					
けいほう やくえきざんりょう 警報 [薬液残量]								●	●	
けいほう へいそく 警報 [閉塞]										●

※ ポンプに関するその他の不明点は添付の取扱説明書を参照してください。

こま
困ったときは

- Q1 一度使用したシリンジをもう一度使用したい。
使用直後であっても感染のおそれがありますので、再使用しないでください。
- Q2 シリンジポンプを落下させてしまった。
破損のおそれがありますので、医療機関にご相談ください。
- Q3 ペットがシリンジや翼状針を舐めたり、遊んだりしていた。
シリンジや翼状針は感染防止のために滅菌されています。使用しないでください。
- Q4 直ぐに注入できるように、シリンジに薬を充填した状態で保管したい。
汚染のおそれがありますので、注入直前にシリンジに薬を充填してください。
- Q5 電源コードが3Pタイプになっているが、家庭のコンセントが2Pになっているので、2Pに変換するアダプタを使って使用したい。
感電の恐れがありますので、電源コードはアースを取って使用してください。どうしてもアースが取れない場合は、2P に変換するアダプタを使って十分に充電した後、内蔵バッテリーで使用してください。

こま
困ったときは

Q6 ^{そう さ} 操作パネルが^{てんめつ}点滅している。
^{ないぞう} 内蔵バッテリーで^{し ょう}使用しています。^とアースが取れない場合を^{ば あい はぶ}省き、^{でんげん} AC 電源に^{せつぞく}接続し
て^{し ょう}使用してください。

Q7 ^{ひょうじ} 表示が「E_01」～「E_16」で^{けいほうおん}警報音が^な鳴って^{し ょう}使用できない。
^{こしょう} 故障が^{かんが}考えられますので、^{いりよう き かん} 医療機関にご^{そうだん}相談ください。

Q8 ^{みずあら} シリンジポンプを^{みずあら}水洗いしたい。
^{こしょう} 故障のおそれがありますので、^{みずあら} 水洗いはしないでください。^{せいそう} 清掃を行う場合は、^{おこな} 電源
を^き切り、^{でんげん} 電源コードを^ぬコンセントから^{せいけつ}抜いてください。^{ぬの} 清潔で^ふやわらかい布などで^ふ拭
いてください。

Q9 ^{とちゅう} 途中でポンプの^{ちゅうにゅうそくど}注入速度の^{せってい}設定の^{ま ちが}間違いに^き気づいた。
^{ちゅうにゅうそくど} 注入速度を途中で^{へんごう}変更することはできます。^{いったんてい し} ポンプを一旦停止させ、「^{りゅうりょうせってい}流量設定」で
^{できせい}適正な速度に^{へんごう}変更して^{ちゅうにゅう}注入を^{つつ}続けてください。^{かんじゃにつ し} (そのことを患者日誌に^{き ろく}記録してく
ださい。)
^{はや} 速い速度で^{そく ど}注入してしまい、^{ちゅうにゅう} 具合が悪くなった場合には、^{ぐ あい} すぐに^{わる} 医療機関に^{ば あい} 連絡して
ください。

Q10 ^{こしょう} ポンプが故障した、^{うご} ポンプが動かなくなった、
^{ちゅうにゅう} 注入速度が^{きよくたん} 極端に^{おそ}遅い、^{まった} 全く^{ちゅうにゅう} 注入されない、など。
^{ほんしよ} 本書 P23 の「^{げんしよ}トラブル現象 / ^{げんいん}原因^{はやみひよう}早見表」を^{さんしよ}参照してください。
^{ちゅうにゅうぶい} 注入部位から^{はり} 針を^ぬ抜き、^{ちゅうにゅう} 注入を^{ちゅうし} 中止してください。
^{とき} その時の^{じょうきよう} 状況 (中止した^{ちゅうし} 理由) と^り 注入された^{ちゅうにゅう} 量などを^{りよう} できるだけ^{くわ} 詳しく^{かん} 患者日誌に^{れんらく} 記録
してください。その中止後、医療機関に連絡してください。

Q11 ^{へいそく} すぐに [閉塞] ^{けいほう} 警報ランプが^{てんめつ}点灯し^{けいほうおん} 警報音が^な鳴ってしまう。
^{へいそく} 閉塞になりやすい原因としては、^{げんいん} 以下の^{い か} 事が^{こと} 考えられます。
1. ^{くすり} 薬の^{おん ど} 温度が^{ひく} 低すぎる。
→ ^{くすり} (薬の^{おん ど} 温度が^{ひく} 低い場合には^{ば あい} 粘度が^{ねん ど} 高くなり、^{たか} 閉塞が^{へいそく} 起こりやすくなるため、
^{しつおん} 室温に^{もど} 戻して^{ちゅうしゃ} 注射を^{おこな} 行ってください。
2. ^{い ち} ポンプの^{ちゅうしゃぶ い} 位置が^{きよくたん} 注射部位よりも^{ひく} 極端に^{ちゅうしゃぶ い} 低い。
→ ^{ちゅうしゃぶ い} ポンプと^{ごうてい さ} 注射部位の^{ちい} 高低差を^{ちい} 小さくしてください。
3. ^{へいそくあつけんしゅつ} 閉塞圧検出^{せってい} レベルの^{へんごう} 設定が^{へんごう} 変更されている。
→ ^{とりあつかいせつめいしょ} ポンプの^{さんしよ} 取扱説明書の P26 を^{へいそくあつけんしゅつ} 参照して^{せってい} 閉塞圧検出^{かくにん} レベルの^{せってい} 設定を^{かくにん} 確認してく
ださい。
^{かいけつ} 1～3 で^{ば あい} 解決しない場合には、^{りゅうりよう} 流量を^{てい ど} 5 ～ 10(mL/h) ^{おそ} 程度遅くしてください。